

Symbole auf den Etiketten / symbols on labels / Symbole sur les étiquettes / Símbolos en las etiquetas / Simboli sulle etichette / Símbolos nos rótulos / Symboler på etiketterna / Symboler på etiketterne / Etikettien symbolit / Symbolen op de etiketten / Symboler på etikettene / Σύμβολα στις ετικέτες / Symbole na etykietach / Symboly na etikete / Označe na nalepkah / Symboly označení na obalu/ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ/



Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant/ Fabricante/ Fabbricante/ Fabricante/ Tillverkare/ Fabrikant/ Περγαμηνουργός/ Producent/ Výrobca/ Proizvajalec/ Výrobce/ Производитель




Ausreichend für 96 Tests/ sufficient for 96 tests



Charge/ lot/ Lot/ lote/ carica/ lote/ parti/ Parti/ erå/ Charge/ lot nr. / παρτίδα / Numer serii / Šarža / Serija / Šarže/ партия



Referenz oder Bestellnummer/ reference or order number/ Référence ou numéro de commande/ referencia o número de pedido/ codice di riferimento o di commissione/ referência ou número de encomenda/ referens eller beställningsnummer/ Reference eller bestillingsnummer/ viite tai tilausnumero/ Referentie of bestelnummer/ referanse eller bestillingsnummer / Αρ.καταλόγου ή αριθμός παραγγελίας / Numer referencyjny lub numer zamówienia / Referenčné alebo objednávacie číslo / Referenčna številka ali številka za naročanje / Referenční číslo nebo pořadové číslo/ ссылка или номер заказа



Lagern zwischen 2 und 8 Grad Celsius/ store between 2 and 8 degree celsius/ A conserver entre 2 et 8 °C/ almacenar entre 2 y 8 grados Celcio/ conservare fra 2 e 8 gradi centigradi/ armazenar entre 2 e 8 graus Celsius/ lagra mellan 2 och 8 grader Celcius/ Opbevares mellem 2 og 8 grader Celcius/ Säilytys 2 - 8 Celsius-asteen lämpötilassa/ Bewaren tussen 2 en 8 graden Celcius/ oppbevares mellom 2 og 8 grader Celsius/ Αποθήκευση μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου / Przechowywać w temperaturze od 2 °C do 8 °C / Uchovávať od 2 do 8 °C / Shranjujte pri temperaturi med 2 °C in 8 °C / uchovávejte při teplotě od 2 do 8 °C/ хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия



CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC/ CE marquage conforme aux IVD directives 98/79 EC/ marcado CE según directiva de IVD 98/79 CE/ contrassegno CEE secondo direttive IVD 98/79 CEE/ marcação-CE segundo a directiva-IVD 98/79/ CE-markering enligt IVD direktiv 98/79 EG/ CE-mærkning i henhold til IVD direktivet 98/79 EF/ CE-merkintä vastaa IVD-direktiiviä 98/79 EY/ CE markering volgens IVD richtlijnen 98/79 EG/ CE merket i følge IVD 98/79 EC/ Σημανση CE βάσει ντιρεκτίβας IVD 98/79 EG / Znakowanie CE zgodnie z wytycznymi IVD 98/79 EC / Označenie CE pri splnení Smernice IVD 98 / 79 EK / označevanje CE v skladu s smernicami ES IVD 98/79 / označení CE podle směrnice IVD 98/79 ES/ CE-маркировка при соблюдении норм IVD 98/79 EC



0197

CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG gemäß Anhang II, Liste B/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC according to annex II, list B/ CE marquage conforme aux IVD directives 98/79 EC conformément à l'annexe II, liste B/ marcado CE según directiva de IVD 98/79 CE conforme al anexo II, lista B/ contrassegno CEE secondo direttive IVD 98/79 CEE secondo l'Allegato II, lista B/ marcação-CE segundo a directriz-IVD 98/79 CE conforme o appêndice II, lista B/ markering enligt IVD direktiv 98/79 EG enligt bilaga II, förteckning B/ CE-mærkning i henhold til IVD direktivet 98/79 EF i henhold til tillæg II, liste B/ CE-merkintä vastaa IVD-direktiiviä 98/79 EY liitteen 2, listan B mukaisesti/ CE markering volgens IVD richtlijnen 98/79 EG volgens aanhangsel II, lijst B/ CE merket i følge IVD 98/79 EC ifølge tillegg II, liste B/ Σημανση CE βάσει ντιρεκτίβας IVD 98/79 EG Σύμφωνα με το παράρτημα II / λίστα Β / Znakowanie CE zgodnie z wytycznymi IVD 98/79 EC zgodnie z aneksem II, lista B / Označenie CE pri splnení Smernice IVD 98 / 79 EK podľa prílohy II, zoznam B / označevanje CE v skladu s smernicami ES IVD 98/79 EC in v skladu s seznamom B priloge II / označení CE podle směrnice IVD 98/79 ES podle přílohy II, seznam B/ CE-маркировка при соблюдении норм IVD 98/79 EC, приложение II, список B




Verfallsdatum/ expiry date/ date d'expiration/ Fecha de caducidad/ Data di decadenza/ Limite de validade/ Till förfallodagen den/ Forfaldsdag/ Viimeinen käyttöpäivä/ Vervaldatum/ Forfallsdato/ Ημερομηνία λήξης / Data ważności / Dátum expirácie / uporabno do / doba použitelnosti/ Срок годности



Mikrotiterplatte (brechbare Streifen)/ microtiter plate (breakable strips)/ Microplaques sensibilisées/ placa de microtitulación/ piasta microtitolo/ placa de microtitulo/ mikrotiterplatta/ Mikrotiterplade/ mikrotitterilevy/ Microtiterplaat/ mikrotiterplate/ Πλακα μικροτίτλου / Płytką mikrotitracyjna (paski do

odrywania) / Mikrotitračné platničky (trhacie pružky) / plošča za mikrotitriranje (trakovi, ki jih lahko ločite) / mikrotitrační deska (odlomitelné proužky)/микротитровальные стрипы

- AG** Antigen/ antigen/ Antigène/ antígeno/ antigene/ antigénio/ antigeeni/ Antigeen/ Αντιγόνο / Antygen / antigén /антиген
- AK** Antikörper/ antibodies/ anticorps/ anticuerpos/ anticorpi/ anticorpos/ antikroppar/ antistoffer/ αντισωμάτων/ przeciwciał/ protilátok/ protiteles/ protilátek/ антител
- CAG** Kontrollantigen/ control antigen/ Antigène de contrôle/ antígeno de control/ controllo antigene/ antigénio de controlo/ kontrollantigen/ kontrolantigen/ Αντιγόνο ελέγχου / Antygen kontrolny / Kontrolný antigén / kontrolni antigen / kontrolní antigen/контрольный антиген
- STD** Standardserum/ standard serum/ standard sérum/ suero estándar/ siero standard/ soro padrão/ standardserum/ standardiseerumi/ Standaardserum/ Στανταρτ ορός / Surowica standardowa / Štandardné sérum / standardni serum / standardní sérum/стандартная сыворотка
- POS** Positivkontrolle/ positive control/ Contrôle positif/ control positivo/ controllo positivo/ controlo positivo/ positivkontroll/ Positiv kontrol/ positiivinen kontrolli/ Positieve controle/ positiv kontroll/ Θετικός έλεγχος / Kontrola pozytywna / Pozitívna kontrola / pozitivna kontrola / pozitivní kontrola/положительный контроль
- C/O** Grenzwertiges Serum/ cut-off serum/ Sérum cut-off/ suero de cut-off/ siero limitante/ soro de interrupção/ gränsvärdeserum/ Grænsevalens serum/ raja-arvoseerumi/ Grenswaarde serum/ cut-off serum/ Ορός τιμής ορίου / Surowica cut-off / Sérum odstrijnutia (cut-off) / serum za mejno vrednost / sérum pro stanovení horní a dolní meze normálních hodnot (cut-off sérum)/пограничная сыворотка
- NEG** Negativkontrolle/ negative control/ Contrôle négatif/ control negativo/ controllo negativo/ controlo negativo/ negativkontroll/ Negativ kontrol/ negatiivinen kontyrolli/ Negatieve controle/ negativ kontroll/ Αρνητικός έλεγχος / Kontrola negatywna / negatívna kontrola / negativna kontrola / negativní kontrola/отрицательный контроль
- APC** Alkalisches Phosphatase Konjugat antihuman/ alkaline phosphatase conjugate anti-human/ Conjugué enzymatique marqué à la phosphatase alcaline/ conjugado de fosfatasa alcalina anti-humano/ fosfatasi alcalina coniugata antihumana/ fosfatase alcalina conjugado anti-humano/ alkaliskt fosfateaskonjugat anti-human/ Alkalisk fosfatase konjugat anti-human/ alkalisen fosfataasin konjugoitu antihumaani vasta-aine/ Anti-humaan alkalische fosfatase conjugaat/ antihumant alkalisk fosfatase konjugat/ Αλκαλική φωσφατάση συζυγής αντι-ανθρώπινης / Koniugat fosfatazy alkalicznej anty-ludzki / konjugát s alkalického fosfatázu proti ľudským antigénom / konjugat alkalne fosfataze proti čoveškim protitelesom / konjugát alkalické fosfatázy a lidských protilátek/конъюгат щелочной фосфатазы к человеческим антигенам
- +** niedrig-konzentriertes Konjugat / conjugate with low concentration / conjugué à concentration faible / coniugato a bassa concentrazione / conjugado de concentración baja / conjugado de baixa-concentração / lågt koncentrerat konjugat / lavkoncentreret konjugat / Συνδεδεμένη χαμηλής συγκέντρωσης / Koniugat o niskim stężeniu / konjugát s nízkou koncentraciou / konjugat z nizko koncentracijo / konjugát s nízkou koncentrací/ конъюгат с низкой концентрацией
- ++** mittel-konzentriertes Konjugat / conjugate with medium concentration / conjugué à concentration moyenne / coniugato ad alta concentrazione / conjugado de concentración media / conjugado de média concentração / medelhögt koncentrerat konjugat / mellemkoncentreret konjugat / Συνδεδεμένη μέσης συγκέντρωσης / Koniugat o średnim stężeniu / konjugát so strednou koncentraciou / konjugat s srednjo koncentracijo / konjugát se střední koncentrací/ конъюгат со средней концентрацией
- +++** hoch-konzentriertes Konjugat / conjugate with high concentration / conjugué à concentration élevée / conjugado de concentración alta / coniugato ad alta concentrazione/ conjugado de alta concentração / högt koncentrerat konjugat / højkoncentreret konjugat / Συνδεδεμένη υψηλής συγκέντρωσης / Koniugat o wysokim stężeniu / konjugát s vysokou koncentraciou / konjugat z visoko koncentracijo / konjugát s vysokou koncentrací/ конъюгат с высокой концентрацией
- RF** Rheumafaktor-Absorbens (Rf-Absorbens)/ rheumatoid factor absorbent (rf-absorbent)/ Absorbant du facteur rhumatoïde (absorbance RF)/ Absorbente del factor reumatoide/ Assorbente Rheumafaktor (RF-Absorbens) / Absorvente de factor reumatóide/ Reumafaktor absorbans (Rf-absorbans) / Rheumafaktor absorbens (Rf-absorbens) / απορροφητικό υλικό ρευματοϊδή παράγωγα (RF-απορροφητικό υλικό) / Absorbent czynnik reumatoidalnego (RF-absorbent) / absorbent reumatoidného faktora (absorbent Rf) / absorbent za revmatoidni faktor (absorbent Rf) / absorbent revmatoidního faktoru (rf absorbent) / абсорбент ревматоидного фактора (Rf-абсорбент)

- Rf/CAG** Rheumafaktor-Absorbens (Rf-Absorbens) mit Kontrollantigen / rheumatoid factor absorbent (rf-absorbent) with control antigen / Absorbant du facteur rhumatoïde (absorbance RF) avec antigène de contrôle / Absorbente del factor reumatoide com antígeno de control / Assorbente Rheumafaktor (RF-Absorbens) con controllo antigene / Absorvente de factor reumatóide con antígeno de control / Reumafaktor absorbans (Rf-absorbans) med kontrollantigen/ Rheumafaktor absorbens (Rf-absorbens) med kontrolantigen / απορροφητικό υλικό ρευματοϊδή παράγωγα (RF-απορροφητικό υλικό) Αντιγόνο ελέγχου / Absorbent czynnik reumatoidalnego (RF-absorbent) z antygenem kontrolnym / absorbent reumatoidného faktora (absorbent Rf) s kontrolným antigénom / absorbent za revmatoidni faktor (absorbent Rf) s kontrolnim antigenom / absorbent revmatoidního faktoru (rf absorbent) s kontrolním antigenem/ абсорбент ревматоидного фактора (Rf-абсорбент) с контрольным антигеном
- DILB** Verdünnungspuffer für Serum/ dilution buffer for sera / Tampon de dilution pour sérum/ Tampón diluyente para suero/ soluzione tampone per siero/ estabilizador de diluição para soro/ utspädningsbuffert för serum/ Fortynderpuffer til serum/ diluutiopuskuri seerumille/ Verdunningbuffer voor serum/ fortynningsbuffer for serum / Ρυθμιστικό αραιώσης για ορό / Bufor do rozcieńczenia surowic / riediaci nárazníkový roztok pre sérum / pufer za redčenje seruma / ředící pufr pro séra/буфер для разведения сыворотки
- DILBS1**
- DILBS2**
- DILBS3**
- WASH** Waschlösungskonzentrat/ washing solution concentrate/ solution de lavage/ concentrado de solución de lavado/ concentrato per soluzione lavaggio/ concentrado de solução de lavagem/ vattenlösningskoncentrat/ Vaskeopløsningskoncentrat/ pesuliuostiviste/ Geconcentreerde wasoplossing/ vaskeløsningskoncentrat/ Συμπύκνωμα διαλύματος πλύσης / Stężony bufor do płukania / koncentrát premývacieho roztoku / koncentrat raztopine za redčenje / koncentrát promývacieho roztoku/ промывочный концентрат
- pNPP** pNPP Substrat/ pNPP substrate / Substrat pNPP/ Substrato pNPP/ Substrato pNPP/ substrato NPP/ pNPP substrat/ pNPP substrat/ pNPP-substraat/ pNPP substraat/ pNPP substrat/ pNPP υποστρωματος / Substrat pNPP / substrát pNPP / substrat pNPP / substrát pNPP /pNPP субстрат
- STOP** Stopplösung/ stopping solution/ Solution d'arrêt/ solución de parada/ soluzione d'arresto/ solução de parada/ stoppløsning/ Stopopløsning/ pysäytysliuos/ Stopoplossing/ Stoppeløsning/ Διάλυμα ανάσχεσης / Roztwór zatrzymujący reakcję / zastavovací roztok / raztopina za ustavitev reakcije / zastavovací roztok/стоп-реагент
-  ätzend / corrosive / corrosif / corrosiva / frätande / ætsende / καυστική / substancja żrąca / žieravý / jedka snov / žíravý/едкий
- INFO** Gebrauchsanweisung, Zertifikat (Standardkurve und Auswertetabelle), CD/ instructions, certificate (standard curve and evaluation table), CD/ Notice d'emploi, Courbe standard et tableau des valeurs, CD / instrucciones de uso, certificado (curva estándar y tabla de evaluación), CD/ istruzioni per l'uso, certificato (curva standard e tabella di valutazione), CD/ instruções de uso, certificado (curva padrão e tabela de avaliação), CD/ bruksanvisning, certifikat (standardkurva och utvärderingstabell), CD/ Brugsanvisning, Certifikat (standardkurve og evalueringstabel), CD/ käyttöohje, todistus (standardikäyrä ja tulkintataulukko), CD/ Gebruikshandleiding, Certificaat (standaardcurve en afleestabel), CD/ bruksanvisning, sertifikat (standard kurve og evalueringstabel), CD/ Οδηγίες χρήσης, Πιστοποιητικό (καμπύλη στανταρτ και πινακας αξιολόγησης), CD / Instrukcja stosowania, Certyfikat (krzywa standardowa i tabela do obliczania wartości) , CD / inštrukcie, certifikát (šstandardná krivka a hodnotiacia tabuľka) , CD / navodila za uporabo, certifikat (standardna krivulja in tabela za vrednostenje) , CD / Pokyny, certifikát (standardní křivka a vyhodnocovací tabulka), CD/ сертификат (стандартная кривая и обобщающая таблица), Компакт-диск
- RTU** gebrauchsfertig/ ready-to-use/ Prêt à l'emploi/ listo para su uso/ pronto per l'uso/ pronto para usar/ bruksfärdigt/ Klar til brug/ käyttövalmis/ gebruiksklaar/ ferdig til bruk/ Ετοιμο για χρήση / gotowy do użycia / pripravený na priame použitie / pripravljen za uporabo / Připraveno k použití/ готовый к использованию
- CONC** Konzentrat/ concentrate/ Concentré/ concentrado/ concentrato/ concentrado/ concentrat/ Konzentrat/ tiiviste/ Concentraat/ konsentrat/ Συμπύκνωμα / Konzentrat / koncentrát / koncentrat / Koncentrát/ концентрат
- DIL** verdünnen oder lösen in/ dilute or dissolve in/ à diluer ou à dissoudre/ dissolver o diluir/ diluire o sciogliere in/ diluir ou dissolver em/ späd ut eller lös upp i/ Fortyndes eller opløses i/ laimennetaan tai liuotetaan/ verdunnen of oplossen in/ fortynne eller løs opp i/ αραιώση ή διάλυση σε / rozcieńczyć lub

rozpuścić w / riediť alebo rozpustiť v / razredčite ali raztopite v / ředťe nebo rozpustťe v/ развести или растворить в

- AQUA** destilliertes Wasser/ aqua detillata/ Eau distillée/ agua destilada/ acqua distillata/ água destilada/ destillerat vatten/ Destilleret vand/ tislattu vesi/ gedestilleerd water/ destillert vann/ απεσταγμένο νερό / woda destylowana / destilovaná voda / destilirana voda/ дистиллированная вода
- IVD** In-vitro Diagnostik Anwendung/ in-vitro diagnostic use/ Diagnostic in vitro/ Para uso en diagnóstico in-vitro/ In-vitro diagnostic use/ aplicação do diagnóstico In-vitro/ in vitro diagnostik användning/ In-vitro diagnostisk användelse/ in vitro -diagnostiikkakäyttö/ Gebruik voor in-vitro diagnose/ in-vitro diagnostik bruk/ ρηση διαγνωστικής εντός σωλήνα / do diagnostyki in vitro / diagnostické použitie in vitro / diagnostična uporaba in vitro / pro použití při diagnostice in vitro/ диагностика in vitro
- 128** Adenovirus / Adeno, Virus / Adeno-Virus / Adenovirus / Αδενοϊός / Adenowirus / adenovirus / adenovirus/ аденовирус
- 132** Aspergillus fumigatus / Ασπεργίλλος fumigatus/ аспергиллус фумигатус
- 140** Bacillus anthracis/ βαцилла ανθρακς
- 120** Bordetella pertussis / βακτηρίδιο του κοκκύτη/ Бордетелла пертуссис
- 1201** Bordetella pertussis Toxin / Bordetella pertussis Toxine / Bordetella pertussis Toxina / Bordetella pertussis Tossina / βακτηρίδιο του κοκκύτη τοξίνη / Toksyna Bordetella pertussis / toxin Bordetella pertussis / toksin bakterije Bordetella pertussis / toxin Bordetella pertussis/ Бордетелла пертуссис ТОКСИН
- 121** Borrelia burgdorferi / Βορρελία burgdorferi/ Боррелия бургдорфери
- 116** Brucella / Brucela/ βρουκέλλα / Бруцелла
- 139** Campylobacter jejuni / кампυλοβακτηρίδιο νηστίδος/Кампилобактер
- 117** Candida albicans / Cándida / Candida / λευκάζον ωίδιο / Кандида
- 137** Chlamydia / Clamidia/ χλαμύδια / Хламидия
- 1371** Chlamydia pneumoniae
- 1372** Chlamydia trachomatis
- 1311** Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 1 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase 1 / Coxiella Burnetii (Q, fiebre) Phase 1 / Coxiella burnetii (febre Q) fase 1 / Coxiella Burnetii (Q-Feber) fase 1 / ρικέτσια του πυρετού Q φάση 1 / Coxiella burnetii (gorączka Q) stadium 1 / Coxiella burnetii (Q-horúčka) fáza 1 / Coxiella burnetii (mrzlica Q) faza 1 / Coxiella burnetii (Q-horečka) fáze 1/ Коксиелла бурнети (лихорадка Ку), фаза 1
- 1312** Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 2 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase 2 / Coxiella Burnetii (Q, fiebre) Phase 2 / Coxiella burnetii (febre Q) fase 2 / / Coxiella Burnetii (Q-Feber) fase 2 / ρικέτσια του πυρετού Q φάση 2 / Coxiella burnetii (gorączka Q) stadium 2 / Coxiella burnetii (Q-horúčka) fáza 2 / Coxiella burnetii (mrzlica Q) faza 2 / Coxiella burnetii (Q-horečka) fáze 2/ Коксиелла бурнети (лихорадка Ку), фаза 2
- 134** Coxsackievirus / Coxsackie virus / vírus Coxsackie / Ιός Coxsackie ( ψευδοπολιομυελίτιδας) / wirus Coxsackie / vírus Coxsackie / Virus Coxsackie / virus coxsasckie/ Вирус коксаки
- 109** Cytomegalovirus / Cytomegalo, virus / Cytomegalo-virus / Citomegalovirus / κυτταρομεγαλοϊός / Cytomegalowirus / Cytomegalovirus / Citomegalovirus / cytomegalovirus/ Цитомегаловирус
- 130** Diphtherie / Diphtheria / Difterica / Difterite / Difteria / Diphteria / διφθερίτιδα / Dyfteryt / diftéria / Davica / difterie/ Дифтерия
- 1363** Epstein-Barr Virus Early Antigen / Virus d'Epstein-Barr Early Antigen (Antigène Early) /Virus de Epstein-Barr Early Antigen (antígeno temprano) / Epstein-Barr Virus Early Antigen (antigene early) / Epstein-Barr Vírus Early Antigen / Epstein Barr Virus Early Antigen (Early-antigenet) / Ιός Epstein-Barr αντιγόνου Early / wczesny antygen wirusa Epsteina-Barra / Vírus Epstein-Barrovej Early Antigen / Zgodnji antigen virusa Epstein-Barr / časný antigen viru Epsteina a Barrové/Вирус Эпштейна-Барра, антиген Early

- 1362 Epstein-Barr Virus EBNA 1 / Epstein-Barr, Virus EBNA 1 / Epstein-Barr-Virus EBNA 1 / Vírus Epstein-Barr EBNA 1 / ιός Epstein-Barr EBNA1 / wirus Epstein-Barra/EBNA 1 / Vírus Epstein-Barrovej EBNA 1 / Virus Epstein-Barr EBNA 1 / virus Epstein a Barrové /EBNA 1/ Вирус Эпштейна-Барра, EBNA 1
- 1361 Epstein-Barr Virus VCA / Epstein-Barr, Virus VCA / Epstein-Barr-Virus VCA / Vírus Epstein-Barr VCA / Ιός Epstein-Barr VCA / wirus Epstein-Barra/VCA / Vírus Epstein-Barrovej VCA / Virus Epstein-Barr VCA / virus Epstein a Barrové /VCA/ Вирус Эпштейна-Барра, VCA
- 107 Echinococcus / εχινόκοκκος / echinococcus/ Эхинококкус
- 135 Echovirus / Echo, virus / Echo-virus / Echovirus / εντερικός ιός / Echovirus / Echovirus / Ehovirus / echovirus/ Эховирус
- 133 Enterovirus / Entérovirus / Enterovirus / εντερικού ιού / Enterovirus / Enterovirus / enterovirus/Энтеровирус
- 142 Francisella tularensis/ Франциселла туларенсис
- 112 FSME Virus/TBE Virus / FSME, virus/TBE, virus / FSME-virus/TBE-virus / Vírus-TBE / ιός της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας (εαρινή-καλοκαιρινή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα - FSME) / wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) / Vírus FSME/TBE / Virus FSME/TBE / FSME virus /TBE virus/ FSME-таёжный весенне-летний энцефалит
- 145 Hantavirus Puumala / Hantavirus Puumala / hantavirusu Puumala / Hantavirus Puumala / Хантавирус пуумала
- 118 Helicobacter pylori / ελικοβακτηρίδιο πυλωρού / helicobacter pylori/Геликобактер пилори
- 1051 Herpes simplex Virus 1 / Herpes Simplex, Virus 1 / Herpes-Simplex-Virus 1 / Vírus Herpes-Simplex 1 / Ιός του απλού έρπη 1 / wirus Herpes Simplex typ 1 / Vírus Herpes Simplex 1 / Virus Herpes simplex 1 / virus herpes simplex 1/ Пузырьковый лишай, вирус 1
- 1052 Herpes simplex Virus 2 / Herpes Simplex, Virus 2 / Herpes-Simplex-Virus 2 / Vírus Herpes-Simplex 2 / Ιός του απλού έρπη 2 / wirus Herpes Simplex typ 2 / Vírus Herpes Simplex 2 / Virus Herpes simplex 2 / virus herpes simplex 2/ Пузырьковый лишай, вирус 2
- 105 Herpes simplex Virus 1/2 / Herpes Simplex, Virus 1/2 / Herpes-Simplex-Virus 1/2 / Vírus Herpes-Simplex 1/2 / Ιός του απλού έρπη 1/2 / wirus Herpes Simplex typ 1/2 / Vírus Herpes Simplex 1/2 / Virus Herpes simplex 1/2 / virus herpes simplex 1/2 / Пузырьковый лишай, вирус 1/2
- 1231 Influenza A Virus / Influenza, virus A / Influenza-virus A / Vírus Influenza A / Influenzavirus A / Influenzavirus A / Ιός της γρίπης Α / wirus grypy A / Chrípkový vírus A / Virus influenza A / virus chřipky A/ Вирус инфлюэнца Α
- 1232 Influenza B Virus / Influenza, virus B / Influenza-virus B / Vírus Influenza B / Influenzavirus B / Influenzavirus B / Ιός της γρίπης Β / wirus grypy B / Chrípkový vírus B / Virus influenza B / virus chřipky B/ Вирус инфлюэнца Β
- 106 Legionella pneumophila 1-7 / Legionella Pneumophila 1-7 / πνευμόφιλο λεγιονέλλα 1-7/Легионелла пневμοφιλα 1-7
- 125 Leptospira / λεπτόσπειρα / Лептосπира
- 102 Measles Virus / Measles Virus / Rougeole / Masern, virus / Vírus de Sarampo / Mässlingvirus / Maeslingevirus / ιός της ιλαράς / wirus odry / Vírus osýpok / Virus ošpic / virus spalniček/ Вирус кори
- 103 Mumps Virus / Parotitis virus / Oreillons / Parotitis, virus / Vírus de parotidite / påssjukevirus / fåresyge virus / παρωτίτιδα / wirus przyzusznic (świnki) / Vírus parotitídy (mumpsu) / Virus mumpsu / virus příušnic/ Вирус паротита (свинка)
- 127 Mycoplasma pneumoniae / Μυκόπλασμα πνευμόνων /Микоплазма пневмония
- 1261 Parainfluenza Virus 1 / Parainfluenza, virus 1 / Parainfluenza-virus 1 / Vírus Parainfluenza 1 / Parainfluenzavirus 1 / Ιός της παρα-γρίπης 1 / wirus parainfluenzy typ 1 / Vírus parainfluenza 1 / Virus parainfluence 1 / virus parainfluenzy 1/ Вирус параинфлюэнца тип 1
- 1262 Parainfluenza Virus 2 / Parainfluenza, virus 2 / Parainfluenza-virus 2 / Vírus Parainfluenza 2 / Parainfluenzavirus 2 / Ιός της παρα-γρίπης 2 / wirus parainfluenzy typ 2 / Vírus parainfluenza 2 / Virus parainfluence 2 / virus parainfluenzy 2/ Вирус параинфлюэнца тип 2

- 1263 Parainfluenza Virus 3 / Parainfluenza, virus 3 / Parainfluenza-virus 3 / Vírus Parainfluenza 3 / Parainfluenzavirus 3 / Ιός της παρα-γρίπης 3 / wirus parainfluenzy typ 3 / Vírus parainfluenza 3 / Virus parainfluence 3 / virus parainfluenzy 3/ Вирус параинфлюэнца тип 3
- 126 Parainfluenza Virus 1, 2, 3 / Parainfluenza, virus 1, 2, 3 / Parainfluenza-virus 1, 2, 3 / Vírus Parainfluenza 1, 2, 3 / Parainfluenzavirus 1, 2, 3 / Ιός της παρα-γρίπης 1, 2, 3 / wirus parainfluenzy typ 1, 2, 3 / Vírus parainfluenza 1, 2, 3 / Virus parainfluence 1, 2, 3 / virus parainfluenzy 1, 2, 3/ Вирус параинфлюэнца типы 1, 2, 3
- 122 Parvovirus B19 / Parvo B19 / πάρβο-ιός Β 19 / parvovirus B19 / Parvovirus B 19 / parvovirus B19/ Парвовирус В 19
- 113 Resp. Syncytial Virus (RSV) / Resp. Syncytial Virus / Resp.-Syncytial, Virus (RSV) / Resp.-Syncytial-Virus (RSV) / Vírus Respiratório Sincytial (VRS) / Respiratorisk Syncytial Virus (RSV) / αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) / wirus syncytium nablonka oddechowego (RSV) / Respiračný syncytiálny vírus (RSV) / Respiratorni sincicijski virus (RSV) / respirační syncytiální virus (RSV) / Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)
- 129 Röteln Virus / Rubella virus / virus de rubéole / virus del sarampión / virus de rosolia / vírus da rubéola / röda hund virus/ rubeolavirus / Ιός της Ερυθράς / wirus różyczki / Vírus rubeoly / Virus rdečk / virus rubeoly/Вирус краснухи
- 108 Tetanus / Tetanos / Tetano / Tétano / τέτανος / Теџес / tetanus/Столбняк
- 144 Thyroglobulin/ Тироглобулин
- 143 Thyroperoxidase / Тиропероксидазе
- 110 Toxoplasma gondii / τοξόπλάσμα /Токсоплазма гонди
- 104 Varicella-Zoster Virus (VZV) / Varicella Zona / Varicella-Zoster, Virus (VZV) / Varicella-Zoster-Virus (VZV) / Vírus Varicella-Zoster (VVZ) / ιός ανεμευλογιάς-έρπητος ζωστήρος / wirus ospy wietrznej (Varicella-Zoster) / Vírus varicelly a herpes-zoster / Virus Varicella-Zoster (VZV) / virus varicella-zoster (VZV)/ Вирус Варицелла-Цостер (ветряная оспа)
- 138 Yersinia / πανώλη / Иерсиния